

Sox10 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P56693

품목 번호: CM0007965

소개

인간 SOX10에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 SOX10(예측 50 kDa)을 인식합니다. 신경능, 수초형성 및 흑색종 연구용입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SOX10 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	DOM; WS4; PCWH; WS2E; WS4C; SOX-10; SOX10
종	인간
GeneID (인간)	6663
GeneID	6663
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	웨스턴 블롯, 면역세포화학/면역형광, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P56693
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스백