

Sox10 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - P56693

품목 번호: CM0030009

소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증된 항-SOX10 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 마우스, 쥐의 SOX10을 인식하며, 이는 희소돌기아교세포 성숙과 수초 형성에 핵심적인 전사인자입니다. 신경과학 및 발생생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SOX10 토끼 pAb
비고/별칭	DOM; WS4; PCWH; WS2E; WS4C; SOX-10; SOX10
종	사람
유전자 ID (사람)	6663
유전자 ID	6663
면역원	재조합 단백질 사람 SOX10 (NP_008872.1)의 아미노산 270-360번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	P56693
단백질 분자량	50kDa
배송 방식	아이스백