


Sox11 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - P35716

품목 번호: CM0020279



소개

SOX11 토끼 다클론 항체는 WB, IF/ICC, ELISA에서 유효성이 검증된 다클론 항체입니다. 사람, 생쥐, 쥐의 SOX11과 반응합니다. 신경형성 및 기관형성에 관여하는 전사인자 SOX-11(P35716)을 표적으로 합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	SOX11 토끼 다클론 항체
비고/별칭	CSS9; MRD27; IDDMOH; SOX11
종	사람
유전자 ID (사람)	6664
유전자 ID	6664
면역원	합성 펩타이드: 사람 SOX11(NP_003099.1)의 아미노산 1-100번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
유래	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	P35716
단백질 분자량	47kDa
배송 방식	아이스팩 포장