


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Sox2 토끼 다클론 항체 - P48431

품목 번호: CM0014090



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 SOX2 항토끼 다클론 항체입니다. 줄기세포 및 발생생물학 연구를 위해 설계되었으며, 인간, 마우스 및 랫드 SOX2와 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SOX2 토끼 다클론 항체
비고/별칭	ANOP3; MCOPS3; SOX2
종	인간
GeneID (인간)	6657
GeneID	6657
면역원	인간 SOX2(NP_003097.1)의 아미노산 1-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P48431
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백