

Sp140 Rabbit Pab For Wb And Elisa - Q13342

품목 번호: CM0018790



소개

인간 SP140 (LYSp100)에 대한 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응을 하고 98kDa 핵체 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SP140 Rabbit pAb
비고/별칭	LYSP100; LYSP100-A; LYSP100-B; SP140
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	11262
GeneID	11262
면역원(Immunogen)	인간 SP140 (NP_001265380)의 아미노산 1-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q13342
단백질 분자량	98kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)