

Wb 및 Elisa용 Sp4 토끼 다클로날 항체 - Q02446

품목 번호: CM0024357

소개

사람 SP4 전사 인자를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 전사 조절 및 뇌 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SP4 Rabbit pAb
비고/별칭	HF1B; SPR-1; SP4
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	6671
GeneID	6671
면역원	사람 SP4 (NP_003103.2)의 아미노산 280-440에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	Q02446
단백질 분자량	82kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)