

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Sparc 토끼 다클로날 항체 - P09486

품목 번호: CM0013153



소개

인간 SPARC(Osteonectin, BM-40)를 타겟팅하는 토끼 다클로날 항체입니다. 마우스 및 쥐와의 교차 반응성을 가지며 WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었습니다. 세포외기질 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SPARC Rabbit pAb
비고/별칭	ON; ONT; OI17; BM-40; SPARC
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	6678
항원(Immunogen)	인간 SPARC (NP_003109.1)의 아미노산 18-303에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P09486
단백질 분자량	35kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)