


Sptlc2 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa 용) - O15270

품목 번호: CM0014591



소개

SPTLC2 토끼 다클론 항체는 스핑고지질 생합성의 핵심 효소인 사람, 마우스, 래트 세린 팔미토일트랜스퍼라제 2를 표적으로 하며 WB 및 ELISA 검증이 완료된 다클론 항체입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SPTLC2 토끼 pAb
비고/별칭	LCB2; SPT2; HSN1C; LCB2A; NSAN1C; hLCB2a; SPTLC2
반응 종	사람
유전자 ID (사람)	9517
유전자 ID	9517
면역원	재조합 단백질: 사람 SPTLC2 (NP_004854.1)의 아미노산 423-562에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	O15270
단백질 분자량	63kDa
운송 방법	아이스 팩