

Srbd1 Rabbit Pab - Q8N5C6

품목 번호: CM0018149

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 고품질의 SRBD1 토끼 다클로날 항체로, 인간, 마우스 및 랫트 SRBD1 (UniProt Q8N5C6)을 타겟팅합니다. 염색체 분리, 유사분열 및 세포 노화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SRBD1 Rabbit pAb
비고/별칭	SRBD1
종(Species)	Human (인간)
GeneID (인간)	55133
GeneID	55133
면역원(Immunogen)	인간 SRBD1 (NP_060549.4)의 아미노산 330-600에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간), Mouse (마우스), Rat (랫트)
SWISS	Q8N5C6
단백질 분자량	112kDa
배송(Shipping)	아이스팩