

Srek1 토끼 Pab - Q8Wxa9

품목 번호: CM0014238

소개

SREK1 토끼 다클론 항체는 WB 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 대체 스플라이싱 조절에 관여하는 스플라이싱 조절 단백질인 인간 및 생쥐 SREK1과 교차 반응합니다. 스플라이세오솜 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SREK1 토끼 pAb
비고/별칭	SFRS12; SRrp86; SRrp508; SREK1
종	인간
유전자 ID (인간)	140890
유전자 ID	140890
면역원	인간 SREK1 (NP_631907.1)의 아미노산 1-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q8WXA9
단백질 분자량	59kDa
배송	아이스 팩