

Srsf10 토끼 다클론 항체 (Wb 및 Elisa용) - O75494

품목 번호: CM0026573

소개

인간 SRSF10(세린/아르기닌 풍부 스플라이싱 인자 10, SRp38)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB와 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 전구 mRNA 스플라이싱, 대체 엑손 스킵핑, 인산화 조절 스플라이싱 억제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SRSF10 토끼 pAb
비고/별칭	NSSR, TASR, SRp38, TASR1, TASR2, FUSIP1, FUSIP2, SFRS13, SRp40, SFRS13A, PPP1R149, SRSF10
종	인간
GeneID (인간)	10772
면역원	인간 SRSF10 (NP_473357.1)의 아미노산 163-262에 해당하는 합성 펩티드
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O75494
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스 팩