

Wb 및 Elisa용 Ssc4D 토끼 다클론 항체 - Q8Wtu2

품목 번호: CM0019140

소개

WB 및 ELISA용 SSC4D 토끼 다클론 항체. 분비형 스캐빈저 수용체 시스테인 풍부(SRCR) 슈퍼패밀리 구성원인 인간, 마우스, 랫드 SSC4D를 검출합니다. 면역 과정 및 단백질체학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	세부 정보
제품명	SSC4D 토끼 pAb
비고/별칭	SRCRB4D, S4D-SRCRB, SRCRB-S4D, SSC4D
종	인간
GeneID (인간)	136853
GeneID	136853
면역원	인간 SSC4D(NP_542782.1)의 446~575번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q8WTU2
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스팩