

Wb, Elisa용 Ssx5 토끼 다클로날 항체 - O60225

품목 번호: CM0024871

소개

사람 단백질 SSX5 (O60225)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응하며 22 kDa 밴드를 검출합니다. 전사 조절 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	SSX5 Rabbit pAb
비고/별칭	SSX5
종	사람(Human)
유전자 ID (사람)	6758
유전자 ID	6758
항원	사람 SSX5 (NP_066295.3)의 아미노산 1-229에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O60225
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)