

St3Gal3 토끼 다클로날 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - Q11203

품목 번호: CM0025896

소개

ST3GAL3에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 골지체(Golgi) 내 시알릴전이효소 기능 및 당화 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ST3GAL3 토끼 pAb
비고/별칭	ST3N; DEE15; MRT12; SIAT6; EIEE15; ST3GALII; ST3GalIII; ST3Gal III; ST3GAL3
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	6487
유전자 ID	6487
면역원(Immunogen)	인간 ST3GAL3 (NP_006270.1)의 아미노산 30-375에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q11203
단백질 분자량	42kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)