

Stat3 Rabbit Pab For Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P40763

품목 번호: CM0015936



소개

STAT3 Rabbit pAb (P40763)는 인간, 마우스, 래트에서 WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 폴리클로날 항체입니다. 이 항체는 신호 전달 및 전사 활성화 인자 3을 표적으로 하여, 사이토카인 신호 전달 및 면역 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	STAT3 Rabbit pAb
비고/별칭	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; STAT3
종	인간
GeneID (인간)	6774
GeneID	6774
면역원	합성 펩타이드 인간 STAT3 (NP_003141.2)의 아미노산 600-700에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P40763
단백질 분자량	88 kDa
배송	아이스백