


Wb 및 Elisa용 Stat5 토끼 단클론 항체 - P42229/P51692

품목 번호: CM0012527



소개

인간, 마우스, 래트 STAT5A/B을 인식하는 웨스턴 블롯 및 ELISA용 고품질 항-STAT5 토끼 단클론 항체입니다. 사이토카인 신호 전달, 전사 조절 및 수유 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	STAT5 토끼 mAb
비고/별칭	MGF; STAT5
종	인간
유전자 ID (인간)	6776/6777
유전자 ID	6776/6777
면역원	인간 STAT5 (P42229)의 아미노산 600-786에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P42229/P51692
단백질 분자량	90kDa
배송 방식	아이스백