


Wb, Elisa용 Stat5A Rabbit Mab - P42229

품목 번호: CM0002632



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 STAT5A Rabbit Monoclonal Antibody. 사이토카인 신호 전달에 관여하는 전사 인자인 인간 및 마우스 STAT5A를 인식합니다. 연구 및 진단 검사법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	STAT5A Rabbit mAb
비고/별칭	MGF; STAT5; STAT5A
종(Species)	Human
GeneID (Human)	6776
GeneID	6776
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드(Synthetic peptide)
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	P42229
단백질 분자량(Protein Weight)	91kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)