

Staufen Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - O95793

품목 번호: CM0009883



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 Staufen 토끼 단일클론 항체로, 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. RNA 결합 단백질, mRNA 국소화, 바이러스-숙주 상호작용 연구에 이상적입니다. 전체 제품 사양을 확인하세요.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Staufen Rabbit mAb
비고/별칭	STAU; PPP1R150; Staufen
종	인간
유전자 ID (인간)	6780
유전자 ID	6780
면역원	인간 Staufen(O95793)의 아미노산 478-577 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O95793
단백질 무게	63kDa
배송	아이스백