

Wb, Elisa용 Stim1 토끼 단일클론 항체 - Q13586

품목 번호: CM0010626



소개

STIM1 토끼 mAb는 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증된 재조합 단일클론 항체로, 인간, 마우스 및 래트 STIM1과 반응합니다. 칼슘 신호전달 및 저장 조작 칼슘 유입 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	STIM1 토끼 mAb
비고/별칭	GOK; TAM; TAM1; IMD10; STRMK; D11S4896E; STIM1
종	인간
유전자 ID (인간)	6786
유전자 ID	6786
면역원	인간 STIM1 (Q13586)의 아미노산 586-685 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13586
단백질 분자량	77kDa
배송 방식	아이스 팩