

Stip1 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - P31948

품목 번호: CM0017822



소개

STIP1(HOP)에 대한 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스, 래트에서 WB, IHC-P, ELISA 검증이 완료되었습니다. HSP70-HSP90 상호작용을 매개하는 공동 샤페론으로, 스트레스 반응 및 샤페론 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	STIP1 토끼 pAb
비고/별칭	HOP, P60, STI1, STIL, HEL-S-94n, IEF-SSP-3521, STIP1
종	인간
유전자ID (인간)	10963
유전자ID	10963
면역원	인간 STIP1 (NP_006810.1)의 아미노산 1-300번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P31948
단백질 분자량	63kDa
배송 방식	아이스 팩