

Wb, Ihc-P, Elisa용 Stoml2 토끼 다클로날 항체 - Q9Ujz1

품목 번호: CM0017685

소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 STOML2 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 STOML2(39kDa, Q9UJZ1)와 반응합니다. 미토콘드리아 연구, T세포 활성화 및 세포 이동 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	STOML2 Rabbit pAb
비고/별칭	SLP-2; HSPC108; STOML2
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	30968
GeneID	30968
면역원(Immunogen)	인간 STOML2 (NP_038470.1)의 아미노산 29-356에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9UJZ1
단백질 분자량	39kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)