

Stx1A Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q16623

품목 번호: CM0002037

소개

WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 고품질 STX1A 토끼 단일클론 항체. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응하며, 신경세포 SNARE 단백질 syntaxin-1A (UniProt Q16623)를 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	STX1A Rabbit mAb
비고/별칭	STX1; HPC-1; P35-1; SYN1A; STX1A
종	인간
GeneID (Human)	6804
GeneID	6804
면역원	인간 STX1A (Q16623)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q16623
단백질 무게	33kDa
배송	아이스팩