

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Stx1A 토끼 다클론 항체 - Q16623

품목 번호: CM0024906

소개

인간 STX1A(신타신-1A)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. SNARE 매개 엑소사이토시스 및 신경전달 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	STX1A 토끼 pAb
비고/별칭	STX1; HPC-1; P35-1; SYN1A; STX1A
종	인간
유전자ID (인간)	6804
유전자ID	6804
면역원	인간 STX1A (Q16623)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q16623
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백