

Sufu Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Umx1

품목 번호: CM0013348



소개

SUFU 토끼 폴리클론 항체는 WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. Hedgehog 경로의 음성 조절자인 인간, 마우스 및 래트 SUFU를 인식합니다. 암 및 발생 생물학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	SUFU Rabbit pAb
비고/별칭	SUFUH; JBTS32; SUFUXL; PRO1280; SUFU
종	인간
GeneID (인간)	51684
GeneID	51684
면역원	인간 SUFU (NP_057253.2)의 아미노산 325-484에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UMX1
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백