


Sumo2/3 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa) - P61956 / P55854

품목 번호: CM0022476



소개

인간 SUMO2/3에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 쥐와 교차 반응성을 가지며 SUMO2와 SUMO3를 검출합니다; 수모화(Sumoylation) 및 프로테아솜 분해 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SUMO2/3 토끼 pAb
비고/별칭	HSMT3; SMT3B; SUMO3; Smt3A; SMT3H2; SUMO2/3
종	인간
유전자ID (인간)	6613/6612
유전자ID	6613/6612
면역원	재조합 단백질 인간 SUMO2/3 (NP_008868.3)의 아미노산 1-95번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P61956/P55854
단백질 분자량	11 kDa
배송 방식	아이스 팩