


대칭성 디메틸-히스톤 H3-R17 토끼 단일클론 항체 (Q16695/P68131) - Wb, Db, Ihc-P, Elisa용

품목 번호: CM0000332



소개

인간 히스톤 H3의 R17 위치에서 대칭성 디메틸화를 타겟팅하는 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(Western Blot), 도 브롯(Dot Blot), IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트 및 기타 종과 교차 반응합니다. 후성유전학 연구 및 히스톤 변형 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	대칭성 디메틸-히스톤 H3-R17 토끼 mAb
비고/별칭	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; 대칭성 디메틸-히스톤 H3-R17
종	인간(Human)
GeneID (인간)	8290/ 8350
GeneID	8290/8350
면역원	인간 히스톤 H3-R17 (NP_003520.1)의 R17 부근 합성 대칭성 디메틸화 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	메틸화 항체(Methylated Antibodies)
응용	WB, DB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트, 기타 (광범위한 반응 예상)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)