


대칭성 디메틸-히스톤 H3-R26 토끼 Pab (Q16695/P68431) - Wb, If/Icc, Elisa용

품목 번호: CM0000290



소개

대칭성 디메틸-히스톤 H3-R26을 검출하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA 애플리케이션에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 가집니다. 후성유전학 연구 및 IVD 개발에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	사양
제품명	대칭성 디메틸-히스톤 H3-R26 토끼 pAb
비고/별칭	H3j; H3C1; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FJ; H3C10; H3C11; HIST1H3J; 대칭성 디메틸-히스톤 H3-R26
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	H3
GeneID	8290/8350
면역원(Immunogen)	인간 히스톤 H3 (NP_003520.1)의 R26 부근을 둘러싼 합성 대칭성 디메틸화 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	메틸화 항체(Methylated Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간, 마우스, 랫트, 기타 (광범위한 것으로 예측됨)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량(Protein Weight)	15kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)