


웨스턴 블롯, Ihc 및 If/Icc용 Symmetric Dimethyl-Histone H3-R8 (Q16695/P68431) Rabbit Mab

품목 번호: CM0000288



소개

WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 Symmetric DiMethyl-Histone H3-R8 Rabbit mAb. 인간, 마우스, 랫트 및 광범위한 종과 반응합니다. 16kDa 밴드를 검출하며, 히스톤 변형 및 염색질 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Symmetric DiMethyl-Histone H3-R8 Rabbit mAb
비고/별칭	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Symmetric DiMethyl-Histone H3-R8
종	인간
GeneID (인간)	8290/8350
GeneID	8290/8350
면역원	합성 펩타이드; 인간 히스톤 H3 (NP_003520.1)의 R8 주변 합성 대칭 디메틸화 펩타이드.
원천	토끼
범주	메틸화 항체
응용 분야	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트, 기타 (광범위 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 무게	16kDa
배송	아이스백