

Symmetric Dimethyl-Histone H3-R8 Rabbit Pab (Q16695/P68431) For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa, Chip-Seq

품목 번호: CM0000372



소개

인간 히스톤 H3 (UniProt Q16695/P68431)의 R8 위치 대칭 이메틸화에 특이적인 토끼 폴리클로날 항체. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 및 ChIP-seq에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트 및 기타 종과 교차 반응.

자세히 알아보기

파라미터	사양
제품명	Symmetric DiMethyl-Histone H3-R8 Rabbit pAb
비고/별칭	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Symmetric DiMethyl-Histone H3-R8
종	인간
GeneID (human)	H3
GeneID	8290/8350
면역원	합성 펩타이드 - 인간 히스톤 H3 (NP_003520.1)의 R8 주변 합성 대칭 이메틸화 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	메틸화 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15 kDa
배송	아이스백