

대칭 이메틸-히스톤 H3-R8 토끼 다클론 항체 (Q16695/P68431), Wb·elisa·chip 적용 가능

품목 번호: CM0000349



소개

대칭 디메틸-히스톤 H3-R8 (SWISS Q16695/P68431)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, ELISA, ChIP에 적합하며 인간, 마우스, 래트 등 다른 종도 인식합니다(광범위 교차반응성 예측). 후생유전학 및 염색질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	대칭 디메틸-히스톤 H3-R8 토끼 pAb
비고/별칭	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; 대칭 디메틸-히스톤 H3-R8
종	인간
유전자ID (인간)	H3
유전자ID	8290/8350
면역원	합성 펩타이드: 인간 히스톤 H3 R8 부위를 대칭 디메틸화한 합성 펩타이드 (NP_003520.1)
기원	토끼
카테고리	메틸화 항체
적용 분야	WB, ELISA, ChIP
교차반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위 교차반응성 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15kDa
배송 방식	아이스팩 포장