


대칭 디메틸-히스톤 H4-R3 (P62805) 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc, If/Icc, Elisa용)

품목 번호: CM0000302



소개

Symmetric DiMethyl-Histone H4-R3 토끼 다클론 항체(pAb) (P62805)는 WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 히스톤 H4의 Arg3 부위 대칭 디메틸화를 인식하며 인간, 마우스, 래트에서 반응하고 광범위한 종에서 반응이 예측됩니다. 후성유전학 연구 및 히스톤 변형 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	대칭 디메틸-히스톤 H4-R3 토끼 다클론 항체(pAb)
비고/별칭	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; 대칭 디메틸-히스톤 H4-R3
종	인간
유전자 심볼 (인간)	H4
유전자 ID	8359
면역원	합성 펩티드: 인간 히스톤 H4 (NP_003529.1)의 아미노산 1-100번 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	메틸화 항체
적용 분야	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위 반응 예측)
SWISS	P62805
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스백