


대칭성 디메틸-히스톤 H4-R3 토끼 단일클론 항체 (P62805) - 후성유전학 연구용

품목 번호: CM0000251



소개

Arg3 (P62805) 위치에서 대칭성 디메틸화된 히스톤 H4에 특이적인 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블로팅(WB), 면역형광(IF/ICC), 닷 블롯(DB), ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람 및 쥐 히스톤 H4와 교차 반응합니다. 히스톤 코드 및 후성유전학적 조절 메커니즘 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Symmetric DiMethyl-Histone H4-R3 Rabbit mAb
비고/별칭	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	8359
GeneID	8359
면역원(Immunogen)	사람 히스톤 H4 (NP_003539.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	메틸화 항체 (Methylated Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, DB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Rat)
SWISS	P62805
단백질 분자량	11kDa
배송(Shipping)	아이스백