

Wb, Ihc, If, Ip, Elisa용 Synaptophysin 토끼 단일클론 항체 - P08247

품목 번호: CM0007978

소개

사람, 마우스, 랫드에서 WB, IP, IF, IHC-P, ELISA용으로 검증된 Synaptophysin 토끼 단일클론 항체(클론 미지정). 시냅스 소포 단백질 p38(~34 kDa)을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	Synaptophysin 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	SYP; SYN; MRX96
종	사람
GeneID (사람)	6855
GeneID	6855
면역원	사람 Synaptophysin(NP_003170.1)의 아미노산 224-313에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IP, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P08247
단백질 분자량	34 kDa
배송	아이스백