

Syntaxin 4 토끼 단일클론 항체 - Q12846

품목 번호: CM0006231

소개

WB 및 ELISA 응용 분야에 적합한 고품질 Syntaxin 4 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플과 교차 반응합니다. SNARE 매개 소포 수송 및 포도당 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Syntaxin 4 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	STX4A; p35-2; Syntaxin 4
종	인간
GeneID (인간)	6810
GeneID	6810
면역원	인간 Syntaxin 4(NP_004595.2)의 아미노산 50~150번에 해당하는 합성 펩타이드
항체 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q12846
단백질 분자량	34 kDa
배송	아이스팩