


Syvn1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q86Tm6

품목 번호: CM0025244



소개

인간 SYVN1(HRD1)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, ERAD에 관여하는 E3 유비퀴틴 리가아제입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스와 교차 반응합니다. ER 스트레스, 세포사멸, 유비퀴틴화 경로 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SYVN1 Rabbit pAb
비고/별칭	DER3; HRD1; SYVN1
종	인간
GeneID (Human)	84447
GeneID	84447
면역원	인간 SYVN1 (NP_757385.1)의 아미노산 500-600 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원산지	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q86TM6
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스백