

T-Bet/Tbx21 Rabbit Mab For Wb, Ihc-P, Fc (Intra), Elisa - Q9UL17

품목 번호: CM0004604

소개

인간 T-bet/Tbx21 (TBX21; T-PET; T-bet)를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, FC (intra), ELISA에 사용됩니다. Th1 세포 계통 및 전사 인자 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	T-bet/Tbx21 Rabbit mAb
비고/별칭	TBX21; T-PET; T-bet; TBET; TBLYM; T-box 21
종	인간
GeneID (Human)	30009
GeneID	30009
면역원	인간 T-bet/Tbx21의 아미노산 322-535에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_037483.1)
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, FC (intra), ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UL17
단백질 무게	58kDa
배송	아이스백