

Tab1 토끼 단클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa 용) - Q15750

품목 번호: CM0004309



소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 고품질 TAB1 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 생쥐, 래트의 TAB1을 검출하며, 선천성 면역 및 MAPK 신호 연구에 최적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TAB1 토끼 단클론 항체
비고/별칭	3'-Tab1; MAP3K7IP1; TAB1
종	인간
유전자 ID	10454
면역원	인간 TAB1 (Q15750)의 아미노산 405-504 범위 내 합성 펩티드입니다.
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 래트
SWISS	Q15750
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스백