

Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Taf15 토끼 단일클론 항체 - Q92804

품목 번호: CM0011523



소개

Western blot, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA용으로 검증된 TAF15 토끼 단일클론 항체입니다. 사람, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 전사 및 RNA 결합 단백질 연구에 이상적입니다. SWISS: Q92804.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TAF15 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	Npl3, RBP56, TAF2N, TAFII68, TAF15
종	사람
GeneID	8148
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q92804
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스팩