


Taf9 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q16594

품목 번호: CM0027665



소개

인간 TAF9(TFIID 서브유닛)에 대한 토끼 폴리클론항체. 인간 및 마우스와 반응. WB 및 ELISA에 적합. 전사 개시 및 유전자 조절 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TAF9 Rabbit pAb
비고/별칭	TAF2G; TAFII31; TAFII32; MGC:5067; TAFII-31; TAFII-32; TAFIID32; STAF31/32
종	인간
GeneID (인간)	6880
GeneID	6880
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q16594
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스백