

Tarbp2 토끼 Pab (Wb용) - Q15633

품목 번호: CM0027388



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 TARBP2 토끼 다클로날 항체. 인간 및 마우스 TARBP2를 인식하며, 이는 miRNA 처리 및 RNA 침묵에 필수적인 RISC 로딩 복합체의 서브유닛입니다. 바이러스 감염 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	TARBP2 토끼 pAb
비고/별칭	LOQS; TRBP; TRBP1; TRBP2; TARBP2
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	6895
GeneID	6895
면역원(Immunogen)	인간 TARBP2 (NP_599150.1)의 아미노산 1-366에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q15633
단백질 분자량	39kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)