


Wb 및 Elisa용 Taz 토끼 단클론 항체 - Q9Gzv5

품목 번호: CM0006986



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 TAZ 토끼 단클론 항체로, 인간, 마우스, 래트 전반에서 WWTR1/TAZ를 검출합니다. 힌포 신호 전달, 기관 크기 조절 및 종양 억제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TAZ 토끼 mAb
비고/별칭	TAZ
종	인간
GeneID (인간)	25937
GeneID	25937
면역원	인간 TAZ (NP_056287.1)의 아미노산 1-270번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9GZV5
단백질 분자량	44kDa
배송 방법	아이스 팩