

Wb, Ihc-P, Elisa용 TbcA 토끼 다클론 항체 - O75347

품목 번호: CM0015719



소개

WB, IHC-P 및 ELISA 검증 완료된 TBCA 토끼 다클론 항체(pAb). 튜블린 조립 및 세포골격 무결성에 필수적인 13kDa 샤페론인 인간, 마우스 및 쥐의 TBCA(tubulin-folding cofactor A)와 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	TBCA 토끼 다클론 항체(pAb)
비고/별칭	TBCA
종	인간
GeneID (인간)	6902
GeneID	6902
면역원	인간 TBCA(NP_004598.1)의 1-108 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	O75347
단백질 무게	13kDa
배송	아이스팩