

Tbx2 Rabbit Pab - Q13207

품목 번호: CM0015263

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합한 TBX2 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 TBX2를 검출하며, 이는 발생 및 상피-간엽 전환(EMT) 과정의 전사 인자입니다. 암 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TBX2 Rabbit pAb
비고/별칭	VETD; TBX2
종(Species)	Human
GeneID (Human)	6909
GeneID	6909
면역원(Immunogen)	인간 TBX2 (NP_005985.3)의 아미노산 604-712에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q13207
단백질 분자량	75kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)