


Tbx5 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q99593

품목 번호: CM0014911



소개

심장 발달과 사지 형성에 중요한 T-box 전사인자 TBX5에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며 인간, 생쥐 및 래트 TBX5를 인식합니다. 발생생물학 및 심장 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TBX5 토끼 pAb
비고/별칭	HOS; TBX5
종	인간
유전자 ID (인간)	6910
유전자 ID	6910
면역원	인간 TBX5 (NP_852259.1)의 아미노산 1-70에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 래트
SWISS	Q99593
단백질 분자량	58kDa
배송 방식	아이스 팩