

Tceb2 Rabbit Pab - Q15370

품목 번호: CM0025131



소개

인간 TCEB2/Elongin-B에 대한 토끼 다클로날 항체. WB, IP, ELISA에 적합합니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 전사 연장 및 유비퀴틴 리가제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TCEB2 Rabbit pAb
비고/별칭	SIH; TCEB2
종	인간
GeneID (인간)	6923
GeneID	6923
면역원	인간 TCEB2 (NP_009039.1)의 아미노산 1-118에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q15370
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스 팩