

Tchh Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q07283

품목 번호: CM0022787

소개

TCHH 토끼 폴리클론 항체는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스 Trichohyalin(254kDa 중간 필라멘트 관련 단백질)을 검출하며, 이는 모낭 내근초 및 표피 분화에 중요한 역할을 합니다. 피부과학 및 각질화 연구에 최적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TCHH Rabbit pAb
비고/별칭	THH; THL; TRHY; UHS3; TCHH
종	인간
GeneID (Human)	7062
GeneID	7062
면역원	인간 TCHH (NP_009044.2)의 아미노산 100-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q07283
단백질 분자량	254kDa
배송	아이스백