


Wb 및 Elisa용 Tet3 토끼 단일클론 항체 - Q8Bg87

품목 번호: CM0004191



소개

CamelBio는 마우스에서 WB 및 ELISA용으로 검증된 TET3 토끼 단일클론 항체를 제공합니다. 초기 배아 발달 단계에서의 후성유전적 재프로그래밍 및 DNA 탈메틸화를 연구합니다 - Q8BG87.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	TET3 Rabbit mAb
비고/별칭	B430006D22Rik; D230004J03Rik; TET3
종(Species)	Mouse (마우스)
GeneID (인간)	200424
GeneID	194388
면역원(Immunogen)	마우스 TET3 (Q8BG87)의 아미노산 1-285에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Mouse (마우스)
SWISS	Q8BG87
단백질 분자량	195kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)