

Tfpi Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P10646

품목 번호: CM0023491



소개

인간, 마우스, 래트에서 WB 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 TFPI Rabbit Polyclonal Antibody입니다. 혈액 응고에 관여하는 조직 인자 경로 억제제를 표적합니다. 연구 및 진단 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TFPI Rabbit pAb
비고/별칭	EPI, TFI, LACI, TFPII, TFPI
종	인간
GeneID (Human)	7035
GeneID	7035
면역원	인간 TFPI (NP_001027452.1)의 아미노산 29-224에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P10646
단백질 무게	35kDa
배송	아이스백