

Wb, If/Icc, Elisa용 Tfpt 토끼 다클론 항체 - P0C1Z6

품목 번호: CM0024885

소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 고품질 TFPT 토끼 다클론 항체. 염색질 리모델링 INO80 복합체의 구성 요소인 인간 TFPT(INO80F)를 표적으로 하며, p53 비의존성 세포사멸을 촉진합니다. 세포사멸 및 염색질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TFPT 토끼 pAb
비고/별칭	FB1; amida; INO80F; TFPT
종	인간
유전자 ID (인간)	29844
유전자 ID	29844
면역원	재조합 단백질 (인간 TFPT (NP_037474.1)의 아미노산 1-253에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P0C1Z6
단백질 분자량	28kDa
배송 방식	아이스 팩