


Tgf 베타 수용체 II 토끼 다클론 항체 - P37173

품목 번호: CM0017386



소개

웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA용 TGF 베타 수용체 II(TGFB2)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 표적을 검출합니다. TGF-베타 신호 전달 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TGF 베타 수용체 II 토끼 다클론 항체
비고/별칭	AAT3; FAA3; LDS2; MFS2; RIIC; LDS1B; LDS2B; TAAD2; TBR1; TBR-ii; TGFR-2; tbetaR-II; TGFbeta-RII; TGF 베타 수용체 II (TGFB2)
종	인간
GeneID (인간)	7048
GeneID	7048
면역원	인간 TGF 베타 수용체 II(TGFB2)의 아미노산 23-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_003233.4).
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P37173
단백질 분자량	65 kDa
배송	아이스팩